



2in1 Single Breast Pump

Online Shop


SE

SE: 2in1 Single Breast Pump


Läs alla instruktioner noga innan MAM 2in1 Electric & Manual Breast Pump Single används för första gången. Spara dessa instruktioner för framtida användning.

1. Produktbeskrivning

1.1. Produktbeskrivning för elektrisk användning



1.2. Produktbeskrivning för manuell användning



2. Säkerhetsinformation

1. Barn får inte leka med apparaten.
2. Den här apparaten får inte användas av barn eftersom barn inte förstår riskerna med den.
3. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
4. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
5. Den här apparaten får användas av barn från åtta års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion eller bristande erfarenhet och kunskap om de får övervakning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och de förstår de risker som föreligger.
6. Den här apparaten får användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion eller med bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att de får övervakning eller instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som föreligger.

7. Den här apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion eller med bristande erfarenhet och kunskap såvida de inte får övervakning eller instruktioner om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
8. Denna produkt är endast avsedd för hemmabruk.
9. Använd endast denna produkt på avsett sätt enligt beskrivningen i den här instruktionsmanualen. Använd aldrig tillbehör som inte rekommenderats av tillverkaren.
10. Använd aldrig andra adaptrar eller batterier än de som medföljer produkten.
11. Anslut endast produkten till uttag med den spänning som anges på adaptern.
12. Innan produkten används för första gången ska allt emballage och alla delar som inte används avlägsnas så att barnet inte kan skada sig eller svälja något.
13. Använd inte produkten inom räckhåll för barn. Se till att strömkabeln är isatt och att den inte kan råkas dras ut så att produkten faller i marken.
14. Kontrollera bröstpumpen varje gång den ska användas och använd den bara om apparaten och strömkabeln är intakta. Vid första tecken på skada ska den aktuella delen antingen kasseras eller repareras.
15. Produkten får endast öppnas av ett godkänt servicecenter. Om en obehörig person öppnar den kommer garantin inte att gälla. Reparationer får endast utföras av specialiserad personal. Om reparationer görs på felaktigt sätt kan användare utsättas för säkerhetsrisker. Detta gäller även om strömkabeln behöver bytas ut.
16. Denna elapparat får inte sänkas ner i vatten eller diskas i diskmaskin. Om den råkar hamna i vatten ska du inte försöka ta upp den. Dra genast ur elkabeln.
17. Koppla bort adaptern när pumpenheten ska rengöras.
18. Se till att slangen är ren och att det inte finns några vattendroppar på insidan.
19. Placera aldrig den eldrivna pumpenheten eller adaptern i mikrovågsugnen och utsätt dem inte för höga temperaturer.
20. Stäng av enheten med strömbrytaren om den ska ställas undan.

21. Ladda batteriet minst en gång i månaden. För att öka livslängden får laddningstiden inte överstiga sex timmar.
22. Dra alltid ur strömkabeln ur eluttaget efter användning.
23. Förvara instruktionerna på en säker plats.
24. Apparaten får endast användas tillsammans med den medföljande strömförsörjningsenheten.
25. Produkten innehåller batterier som endast får bytas ut av behörig personal.
26. Produkten innehåller batterier som inte är utbytbara.
27. Använd endast den avtagbara strömförsörjningsenhet som följer med produkten när batteriet ska laddas.
28. Den här apparaten är endast avsedd för hemmabruk. Använd inte utomhus.
29. Användning av andra tillbehör, omvandlare och kablar än de som specificeras eller tillhandahålls av tillverkaren av den här utrustningen kan resultera i felaktig funktion.
30. Använd aldrig den här produkten om den har en skadad sladd eller stickkontakt, om den inte fungerar ordentligt, om den har tappats eller skadats eller fallit ned i vatten.
31. Om den elektriska adaptern eller elkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, ett godkänt service-ombud eller liknande kvalificerad person för att undvika fara. Öppnande av höljet kan leda till elchock.
32. Ta INTE ut batteriet själv. Inbyggt litiumbatteri är inte uttagbart. Det är förbjudet att ta ut det för användning. Batteriet måste samlas in, så be om hjälp med att ta ut batteriet från apparaten på återvinningsstationen.
33. Bröstpumpen ska inte användas vid resa i flygplan.
34. Enheten lämpar sig inte för användning i närvaro av lättantändliga, anestetiska blandningar av luft, syre eller lustgas.
35. Den här produkten får aldrig lämnas oövervakad med ansluten stickkontakt.
36. Om strömadapterns yttre hölje lossnar lite eller öppnar sig ska du omedelbart avbryta användningen och kontakta tillverkaren. Öppnande av höljet kan leda till elchock.
37. Placera inte produkten i direkt solljus.
38. Använd inte medan du badar.
39. Bärbar utrustning för RF-kommunikation (inklusive kringutrustning som antennkablar och externa antenner) ska

inte användas närmare än 30 cm från någon del av bröstpumpen inklusive kablar som specificeras av tillverkaren. Annars kan det leda till försämrad prestanda hos den här utrustningen.

40. Användning av den här utrustningen intill eller staplad ovanpå/under annan utrustning bör undvikas eftersom det kan leda till felaktig funktion. Om sådan användning krävs ska den här utrustningen och den andra utrustningen övervakas för att kontrollera att de fungerar normalt.

3. Rengöring och underhåll

Innan du använder MAM 2in1 Electric & Manual Breast Pump Single för första gången och vid kommande användning ska alla delar som kommer i kontakt med bröstet och bröstmjölken separeras, rengöras och steriliseras.

- Endast rent vatten får användas för rengöring.
- Sterilisera INTE slangen eller pumpenheten.
- Rengör INTE slangen eftersom ingen mjölk ska kunna komma in där
- Låt alla delar lufttorka eller torka av dem noga innan de sätts ihop igen. Om vissa delar är våta kan bröstpumpens funktion påverkas.
- Se till att slangen inte innehåller någon vätska. Använd inte den elektriska bröstpumpen om det finns vätska i slangen (se kapitel 7 – Felsökning av bröstpump).
- Se till att inga pumpdelar skadas under rengöring.

3.1. Rengöring för hand

Innan produkten rengörs ska alla delar separeras. Börja med att skölja alla delar i kallt dricksvatten. Diska sedan alla delar med diskmedel, använd fuktig trasa eller svamp och skölj sedan noga med kallt vatten. Använd inte rengöringsmedel med slipeffekt, t.ex. antibakteriella lösningar, eftersom ytan då kan skadas. Torka delarna med en ren trasa eller låt dem torka på en ren trasa.

3.2. Rengöring i diskmaskin

När bröstpumpen ska diskas i maskin ska de isärtagna delarna placeras i övre diskmaskinsfacket eller i bestickskorgen. När pumpdelarna maskindiskas kan delarna missfärgas av matrester – detta påverkar dock inte deras funktion. Vi rekommenderar att ventilen och ventilmembranet diskas för hand för att förhindra att de skadas eller kommer bort.

3.3. Rengöra den elektriska pumpenheten

Slå av och koppla bort strömmen från den elektriska pumpenheten och torka av den med en ren, fuktig trasa för att rengöra den. Pumpenheten får aldrig maskindiskas. Enheten får inte sänkas ner i vatten.

3.4. Sterilisera bröstpumpen

Innan pumpen används för första gången och vid kommande användning ska alla delar av pumpen, förutom slangen och pumpenheten, steriliseras. De separerade pumpdelarna kan steriliseras i kokande vatten, i en ångsterilisator (elektrisk eller för mikro) eller i kall steriliseringsvätska. Förvara pumpen i en ren påse/behållare och använd trattlocket för att skydda silikonkudden.

Observera: pumpen ska inte vara hopsatt utan isärtagen när den steriliseras.

Viktigt: låt alla delar svalna och torka innan de används.


4. Använda produkten

4.1. Elektrisk pumpning

4.1.1. Montering

Av hygieniska skäl, tvätta händerna noga innan du sätter ihop bröstpumpen.

- Placera silikonkudden i trattadaptorn. Se till att silikonkudden fästs mot kanten ordentligt (Fig. 1).
- Placera membranet i trattadaptorn, täck membranet med locket och skruva fast det ordentligt (Fig. 2).
- Tryck försiktigt fast ventilmembranet i hålet i ventilen. Ventilmembranet ska ligga slätt och tätt mot ventilen för att förhindra luftläckage (Fig. 3).
- **Observera:** ventilmembranet bildar en barriär mellan bröstmjölken och eventuella patogener.
- Placera ventil och ventilmembran på trattadaptorn (Fig. 4).
- Skruva fast flaskan på trattadaptorn ordentligt (Fig. 5).
- I vardera änden av slangen finns ett kontaktstycke. Anslut ett kontaktstycke till luftventilen på membranlocket (Fig. 6) och det andra till pumpenheten och se till att de fäster ordentligt (Fig. 7).




4.1.2. Ladda elektriska pumpenheten och pumpa med batteridrift

- När adaptorn är ansluten till pumpen kan den drivas samtidigt som batteriet laddas.
- Om batteriet är tomt ansluts kontakten till pumpenheten och adaptorn till ett eluttag så att pumpen kan användas eller laddas (Fig. 8). Sätt strömbrytaren längst ner på pumpen i läge AV för att ladda.
- Om du ska pumpa ska strömbrytaren vara ställd på PÅ. LED-lampan på pumpen kommer att blinka och visa att enheten är i standbyläge.
- När batterinivån är låg kommer pumpen att stängas av automatiskt.
- När batteriet är fulladdat avbryts laddningen så att batteriet inte skadas.

4.1.3. Förbereda pumpning


- Tvätta händerna med tvål och torka av bröstet och bröstvårtorna med en tvättduk fuktad i varmt vatten.
- Pressa ut lite mjölk ur vardera bröstvårten för att se att mjölken inte har stockat sig.
- Se till att alla pumpens delar är rena och steriliserade innan de används.
- Se till att pumpen är korrekt hopsatt och ordentligt fastskruvad på flaskan innan användning.
- Se till att strömbrytaren nederst på pumpenheten är i läge PÅ och att batteriet är laddat eller pumpen ansluten till ett eluttag.
- Placera tratten tätt mot bröstet. Se till att ingen luft läcker ut på sidorna eftersom det då inte uppstår något sug.
- Stöd bröstet med handen underifrån och håll tratten mot bröstet med tummen och pekfinger (Fig. 9).



9).

- Det är effektivare att pressa ut mjölk utan silikoninlägget. När du blir bekväm med pumpningen kan du ta bort det om du vill!

4.1.4. Pumpning Guide till displayen



Sätt på bröstpumpen genom att trycka på ☺. Pumpprocessen som består av två faser startar i ett stimuleringsläge. Pumprytmen är då kort och snabb tills mjölken börjar flöda. Pumpen startar som standard på nivå 1 i stimuleringsläget. Det finns nio olika nivåer för vakuumstyrka. De kan ställas in via knapparna ☺+. Vald nivå visas på displayen: 📊

När mjölken börjar flöda kan du byta till pumpläge. Det gör du genom att trycka på 📊. Pumpläget startar på nivå 1 och pumpar då med en lugn rytm. Pumpsymbolen 📊 visas då till höger på displayen. Pumpstyrkan kan justeras till nio olika nivåer med hjälp av knapparna ☺+. Med upp-/nerknapparna kan du kontrollera vakuumet så att det känns bekvämt, eftersom det är då som mjölken flödar bäst. Studier har visat att pumpningen blir mer effektiv – mer mjölk på kortare tid – när det pumpas på maximal vakuumnivå under pumpfasen.

När pumpen går på batteri visar batterisymbolen 🔋 hur mycket laddning det finns kvar. När batteriet tar slut blinkar symbolen 🔋.

När du börjar pumpa startas en timer. Efter 30 minuter slås pumpen av automatiskt. Specialister rekommenderar att man pumpar varje bröst i 15 minuter. För att återuppta pumpning väljer du ☺. För att avbryta pumpningen innan 30 minuter gått trycker du ☺. Efter pumpning och vid transport ska strömbrytaren alltid ställas på AV så att pumpen inte startas av misstag.


För vissa är det svårare att stimulera flödet och pumpa ut mjölk, kontakta BVC eller en amningsmottagning för rådgivning.

4.2. Manuell pumpning

4.2.1. Montering



Av hygieniska skäl, tvätta händerna noga innan du sätter ihop bröstpumpen.

- Placera silikonkudden i trattadaptorn. Se till att silikonkudden är ordentligt fäst mot kanten (Fig. 10).
- Sätt in den inre lockspärren i membranet så att det sitter fast ordentligt (Fig. 11).
- Sätt in båda delarna i trattadaptorn (Fig. 12).
- Skruva fast handtagshållaren ovanpå membranet (Fig. 13).
- Sätt fast handtaget på handtagshållaren och se till att det klickar på plats (Fig. 14). Placera sedan den inre lockspärren i stoppläge genom att dra upp den övre delen till pumphandtags stängningsmekanism (Fig. 15).
- Tryck försiktigt fast ventilmembranet i hålet på ventilen tills det fastnar. Ventilmembranet ska ligga slätt och tätt mot ventilen för att förhindra luftläckage (Fig. 16).
- Placera ventil och ventilmembran på trattadaptorn (Fig. 17).
- Skruva fast flaskan på trattadaptorn ordentligt (Fig. 18).




4.2.2. Förbereda för pumpning

- Tvätta händerna med tvål och torka av bröstet och bröstvårtorna med en tvättduk fuktad i varmt vatten.
- Pressa ut lite mjölk ur vardera bröstvårtan för att se att mjölken inte har stockat sig.
- Se till att alla delar är rena innan de används.
- Se till att pumpen är korrekt hopsatt och ordentligt fastskruvad på flaskan.
- Sitt bekvämt och luta dig lätt framåt. Ställ fram ett glas vatten inom räckhåll.
- Placera tratten tätt mot bröstet. Se till att ingen luft läcker ut på sidorna eftersom det då inte uppstår något sug.
- Stöd bröstet med handen underifrån och håll tratten mot bröstet med tummen och pekfingeret (Fig. 19).
- Det är effektivare att pumpa ut mjölk utan silikoninlägget. När du blir bekväm med pumpningen kan du ta bort det om du vill.



4.2.3 Pumpning

- Använd andra handen för att pumpa.
- Håll fast trattadaptorn med tummen och lägg de andra fingrarna runt handtaget.
- Tryck in och släpp handtaget och pumpa cirka 60 gånger per minut. Tryck bara in handtaget så långt som det känns bekvämt och anpassa hastigheten till vad som känns bra (Fig. 20).
- Vi rekommenderar en snabbare pumprytm för att stimulera mjölkflödet. När bröstmjölken börjar rinna kan du pumpa långsammare.
- Försök pumpa jämnt så att flödet också blir jämnt.



För vissa är det svårare att stimulera flödet och pumpa ut mjölk, kontakta BVC eller en amningsmottagning för rådgivning.

4.3 Användning ihop med MAM Storage Solution (för elektrisk eller manuell pumpning)

- Ta bort underdelen av Easy Start Anti-Colic-flaskan med silikonventilen och skruva fast Storage Solution på dess plats. Denna del kan nu skruvas fast på pumpen. Alla Easy Start Anti-Colic-flaskor kan användas på detta sätt, oavsett storlek (Fig. 21).
- Sätt pumpen mot bröstet och pumpa. Se instruktionerna för manuell pumpning ovan.
- Skruva av Storage Solution och stäng locket ordentligt (Fig. 22).

- I det tvådelade fältet på Storage Solution kan du ange datum och tid för pumpning. Använd gärna blyertspenna.

5. Lagring och uppvärmning av bröstmjolk

5.1 Lagring

- Utpumpad bröstmjolk kan lagras antingen i en MAM Easy Start Anti-Colic-flaska eller i Storage Solution.
- En Easy Start Anti-Colic-flaska med mjolk kan förslutas antingen med skruvringen, dinapp och lock eller med skruvringen.
- Bröstmjolk kan förvaras i flaskan i kylan i upp till 72 timmar.
- Mjölken kan förvaras i Storage Solution i frysen i upp till tre månader. Observera: Easy Start Anti-Colic-flaskan lämpar sig inte för förvaring av utpumpad mjolk i frys eller frysack.
- Förvara inte bröstmjolk i kylskåpsdörren. Ställ den i kylens kallaste del (dvs. längst bak på nedre hyllan ovanför grönsaksfacket).
- Om du har ett frysack med tre stjärnor i kylan kan mjölken förvaras där, dock i högst två veckor.
- Enligt rekommendation ska mjolk frysas in i små portioner på 50–120 ml. Fyll bara Storage Solution upp till 120 ml-markeringen när mjölken ska frysas in. Överfyll aldrig.
- Använd den mjolk som har lagrats längst först.
- Vid transport av mjolk är det viktigt att kylkedjan aldrig bryts

5.2 Uppvärmning av mjolk

- Låt fryst mjolk tina i kylan över natten, försiktigt i ett vattenbad eller i en flaskvärmare med avfrostningsfunktion.
- Värm inte mjolk i mikrovågsugn: om du gör det kommer mikronäringsämnen och viktiga immunologiska egenskaper att gå förlorade.
- När du ska värma mjölken placerar du den i ett varmt vattenbad eller i en flaskvärmare. Om mjölken ska värmas till kroppstemperatur kan du även hålla flaskan under rinnande vatten. Börja med kallt rinnande vatten och höj sedan gradvis temperaturen tills mjölken är varm.
- Ta bort skruvringen innan du lägger flaskan i vattenbadet eller flaskvärmaren. Se till att ta bort dinappen och skyddsskåpan innan du värmer flaskan.
- Tina bröstmjolk får aldrig frysas på nytt. Håll bort uppvärmd oanvänd mjolk.
- Blanda aldrig färsk och frusen mjolk.
- Kontrollera alltid mjölkens temperatur innan du börjar mata barnet.
- När barnet har börjat dricka ur en nappflaska med bröstmjolk ska allt användas inom en timme och eventuella rester hållas bort.

5.3. MAM Storage Solution

Instruktioner:

- Kontrollera alla komponenter innan varje användning. Kassera vid minsta tecken på skada eller svaghet.
- Denna produkt är lämpad för kontakt med livsmedel.
- Fyll bara Storage Solution upp till 120 ml-markeringen när mjölken ska frysas. Överfyll aldrig.
- Skriv med blyertspenna i det tvättbara etikettfältet. Använd inte kulspetspenna.

Rengöring & sterilisering

- Före första användning: Ta isär och rengör produkten och lägg sedan ned delarna i kokande vatten i 5 minuter. Det här säkerställer hygien.
- Kan diskas i diskmaskin på den övre hyllan (max. 65 °C).
- Delarna kan missfärgas när de kommer i kontakt med mat eller rengörs i diskmaskin. Detta påverkar inte deras funktion.
- Använd inga slipande rengöringsmedel. Använd endast diskborste med mjuka strån eller en mjuk disksvamp. Grova kökssvampar eller stålull kan repa plasten.
- Sterilisera med en av följande metoder efter diskning: ångsterilisering (elektrisk eller i mikrovåg-

- sugn enligt tillverkarens instruktioner), kokning i vatten i minst 5 minuter eller nedsänkning i flytande steriliseringslösning.
- Kan staplas efter diskning när delarna är torra.

Värma barnmat (överhetta inte):

- Vi rekommenderar att barnmat värms upp i varmvattenbad eller i flaskvärmare.
- Ta bort locket på Storage Solution innan koppen ställs i ett vattenbad eller en flaskvärmare.
- Rör noga om barnmaten så att värmen fördelas jämnt och låt den svalna.

För ditt barns säkerhet och hälsa:

WARNING!

- Använd alltid denna produkt under en vuxens uppsikt.
- Förvara alla delar som inte används utom räckhåll för barn.

6. Matning

MAM rekommenderar MAM Easy Start™ Anti-Colic nappflaska för bröstmjölksmatning.

6.1. Easy Start™ Anti-Colic nappflaska

Före första användning

- Före första användning: Ta isär och rengör produkten och lägg sedan ned delarna i kokande vatten i 5 minuter. Det här säkerställer hygien. Läs mer om rengöring i motsvarande avsnitt.
- När den används för första gången och ibland även senare kan ventilöppningen (den upphöjda bubblan på undersidan av dinappens bas) klistra ihop. Det förhindrar att luft kommer in i flaskan under matning och som en följd kollapsar dinappen. Öppna ventilen genom att långsamt stryka över bubblan några gånger med tummen eller fingrarna.

Rengöring

- Före varje användning: Ta isär och rengör produkten noggrant i varmt diskvatten. Skölj noggrant i rent vatten och sterilisera därefter delarna för att säkerställa god hygien. Undvik skadliga ingredienser i rengöringsmedlet som alkohol, klorin och/eller mikroplast. Lämna inte delar i rengöringsmedlet (diskvattnet) längre än vad som rekommenderas – det kan påverka produktens funktion negativt.
- Kontrollera alla olika flaskdelar före varje användning och dra i dinappen i alla riktningar. Byt ut vid minsta tecken på skada eller slitage.
- Alla flaskdelar **MÅSTE** tas isär för att de ska kunna rengöras ordentligt. Om flaskan rengörs monterad kan den skadas.
- Kan diskas i diskmaskin på den övre hyllan (max. 65 °C), men färgämnen från mat kan missfärga produkten.
- Använd inga slipande rengöringsmedel. Använd endast diskborste med mjuka strån eller en mjuk diskvamp. Grova kökssvampar eller stålull kan repa plasten.
- Kontrollera att inga matrester finns kvar i flaskdelarna efter rengöring och sterilisering.

Sterilisering

- Alla flaskdelar **MÅSTE** tas isär för att de ska kunna rengöras/steriliseras ordentligt.
- Diska alla flaskdelar före sterilisering.
- Sterilisera med en av följande metoder efter diskning: ångsterilisering (elektrisk eller i mikrovågsugn enligt tillverkarens instruktioner), kokning i vatten i minst 5 minuter eller nedsänkning i flytande steriliseringslösning.
- Lämna inga delar (inklusive dinappen) i steriliseringslösningen längre än vad som rekommenderas eller i direkt solljus eller värme – det kan påverka produktens funktion negativt eller försvaga dinappen.

- Montera ALDRIG ihop flaskdelarna under sterilisering eller självsterilisering. Det kan skada flaskan och förvränga gängningen där flaskan skruvas ihop.

Självsterilisering av Easy Start Anti-Colic i mikrovågsugn


Den självsteriliserande funktionen hos nappflaskan Easy Start Anti-Colic är bevisat effektiv för att döda vanliga bakterier i hushållet. Den här metoden är helt tillräcklig och säker. För bästa resultat bör du följa alla instruktioner noggrant och endast använda produkten enligt anvisningarna. Den här praktiska funktionen sparar både tid och energi och utförs i 5 enkla steg. Rengör alltid de enskilda flaskdelarna noggrant innan du påbörjar den här processen!

Steg 1: Montera rengjorda flaskdelar enligt följande: bas med silikonventil, dinapp med skruvring, flaska och skyddslock.

Steg 2: Mät upp 20 ml kallt vatten med hjälp av flaskans lock. Fyll basen med silikonventil med 20 ml kallt vatten.

Steg 3: Lägg skruvringen med dinappen i flaskbasen. Placera huvudflaskan ovanpå. Skruva fast den LITE så att du undviker att spilla hett vatten när du tar ut flaskan från mikrovågsugnen. SKRUVA INTE FAST DEN HELT. Placera skyddslocket högst upp.

Steg 4: Välj tid på mikrovågsugnen efter hur många flaskor som ska steriliseras samtidigt. Ställ in mikrovågsugnen på 500–1 000 watt.



Antal flaskor som steriliseras samtidigt	1	2	3	4	5	6
Uppskattad tid för sterilisering (min.)	3	4	5	6	7	8


Steg 5: Låt flaskan svalna efter självsteriliseringen innan du tar ut den från mikrovågsugnen. Rekommenderad avsvalningstid: minst 10 minuter med öppen lucka på mikrovågsugnen. Se till att du håller i basen och håll flaskan upprätt hela tiden när du tar ut den från mikrovågsugnen så att du inte spiller eventuellt kvarvarande, hett vatten.

När processen har slutförts är Easy Start Anti-Colic-flaskan desinficerad i upp till 48 timmar efter självsterilisering i mikrovågsugn, förutsatt att den är fortsatt monterad som i steg 3.


- För omgående användning: Håll bort kvarvarande vatten i basen. Låt flaskans delar torka.
- Förvara alltid flaskan monterad.

Montering


- Sätt ihop flaskan som instruktionen nedan visar och se till att ventilen trycks ned ordentligt och att delarna skruvas ihop på rätt sätt.
- Kontrollera att ventilen är korrekt monterad och att flaskans bas sitter fast ordentligt innan du fyller flaskan med vätska.




1. Placera silikonventilen i den undre ringen.



2. Tryck ned ordentligt på silikonventilens upphöjda ytterkant.



3. Skruva långsamt och noggrant fast monterad bottendel under flaskan.



4. För in dinappen i flaskans övre skruvring tills du hör att den klickar på plats.

För korrekt sterilisering i mikrovågsugn VIKTIGA FAKTA

- Följ instruktionerna i användarhandboken till din mikrovågsugn eller multifunktionsenhet.
- **Se till att alla delar av den självsteriliserande flaskan och mikrovågsgugnen (inklusive vågledarkåpa och snurrallrik) är FULLSTÄNDIGT rena och fria från smuts, matrester, fett eller oljestänk. Det kan i annat fall leda till att produkten smälter, att gnistor uppstår i mikrovågsgugnen eller att vågledarkåpan börjar brinna!**
- Easy Start Anti-Colic-flaskan får endast placeras på stadiga och plana ytor.
- Ställ inte Easy Start Anti-Colic-flaskan mitt på snurrallriken eftersom det kan leda till ojämn värmefördelning.
- Lämna inte mikrovågsgugnen oövervakad under steriliseringsprocessen.
- Ställ aldrig in flaskan i mikrovågsgugnen utan vatten.
- Stoppa processen i mikrovågsgugnen omedelbart om allt vatten har förångats!
- Om du fyller basen med för mycket eller för lite vatten kan flaskan skadas.
- Ställ alltid in mikrovågsgugnen på rätt effekt och tid.
- Om du använder en kombinationsugn ska du kontrollera att Easy Start Anti-Colic-flaskan inte exponeras för värmen från grillen eftersom det skadar flaskan.
- **VAR FÖRSIKTIG** när du hanterar nyligen desinficerade delar: de kan fortfarande vara heta.
- Förvara alltid flaskan torr.
- Tvätta händerna innan du vidrör desinficerade delar.
- Se till att du håller i basen och håll flaskan upprätt hela tiden när du tar ut den från mikrovågsgugnen så att du inte spiller eventuellt kvarvarande, hett vatten.
- Diska inte Easy Start Anti-Colic-flaskan efter desinficering.
- Vidrör inte dinappen efter desinficering. Hantera dinappen med hjälp av skruvringen.

Instruktioner för UPPVÄRMNING:

- Värm flaskan med en av följande metoder: Placera den i en flaskvärmare, under varmt rinnande vatten, i en behållare med uppvärmt vatten eller i mikrovågsgugnen. Kontrollera att grillfunktionen är avstängd.
- Håll **ALDRIG** kokande vatten i flaskan.
- Värm eller kyl **ALDRIG** en förseglad flaska. Ta av skyddslocket och dinappen (med skruvringen) före uppvärmning, i synnerhet vid uppvärmning i flaskvärmare eller mikrovågsgugn. Låt inte flaskan över- 39 hettas eftersom det kan skada flaskan.
- Ställ **ALDRIG** in flaskan i en vanlig ugn. Värm **ALDRIG** flaskan över öppen låga eller eld.
- Var extra försiktig vid uppvärmning i mikrovågsgugnen eftersom uppvärmningen kan bli ojämn med lokal överhettning. Låt stå så lång tid som mikrovågsgugnens tillverkare rekommenderar.
- Ställ inte flaskan mitt på snurrallriken eftersom det kan leda till ojämn värmefördelning.
- Värm **ALDRIG** upp flaskan med livsmedel i över 70 °C.

- Linda in flaskan efter uppvärmning med en trasa eller handduk runt flaskans nederdel och vicka den försiktigt från sida till sida, flera gånger, så att eventuellt överblivet vatten i basen kommer ut.
- Efter uppvärmning av flaskan rekommenderar vi att du drar fast flaskans nederdel.
- Rör alltid noggrant runt efter uppvärmning så att värmen fördelas jämnt. Vi rekommenderar att du rör samman flaskans innehåll i stället för att skaka, för att undvika eventuella luftbubblor som kan orsaka kolik.
- Testa alltid temperaturen innan du serverar

Ytterligare viktig information:


- Flaskan är tillverkad av polypropen, som är hygieniskt, lätt att rengöra och relativt mjukt. Undvik hårda tryck mot den, eftersom det kan påverka flaskans funktion.
- Gör inte matningshål i dinappen större med nål eller annat vasst föremål.
- Låt inte bebisar äta på egen hand.
- Förvara alltid flaskan torr.
- Förvara dinappar och ventiler i en torr, försluten behållare.
- Använd MAM:s förvaringslösning för infrysning av bröstmjolk.
- Använd alltid MAM-dinappar med MAM-flaskorna.
- Använd endast sockerfria livsmedel eller drycker.
- Låt inte bebisen gå med flaskan, för att undvika skada.
- Lagg ALDRIG bebisen i sängen med flaskan. Lång kontakt med drycker kan orsaka allvarliga kariesangrepp.
- Flaskans dinapp passar alla MAM-flaskor och Trainer.
- Spara instruktionerna för framtida bruk.

För ditt barns säkerhet och hälsa VARNING!

- Att dricka ur nappflaska oavbrutet och under lång tid kan ge upphov till karies.
- Kontrollera alltid vätskans temperatur före matning.
- Kassera vid minsta tecken på skada eller svaghet.
- Håll delar som inte används utom räckhåll för barn.
- Fäst aldrig i snöre, band eller lösa delar av kläderna. Barnet kan strypas.
- Använd aldrig flaskans dinappar som napp.
- Använd alltid den här produkten under uppsikt av en vuxen.

6.2. MAM Test av silikonmaterialet SkinSoft™ för lättare acceptans 94%* av alla barn accepterar snabbt och enkelt denna napp.

Detta tack vare att det läggs mycket tid och energi på att välja material, tjocklek, form och ytmaterial under produktutvecklingen.



MAM:s dinapp har samma form som bröstvårtan har under amning. När barnet tar en paus från amningen går det att se att bröstvårtan är tillplattad en kort stund innan den återfår sin ursprungsform.

*Marknadsundersökning 2009–2022, testad på 1643 bebisar.

MAM:s dinapp i storlek 0 med extra liten sugdel och öppning – idealisk för bröstmjölk.



MAM TEAT DINAPP

av silikonmaterialet SkinSoft™

- Accepteras lätt av barnet och ger en välbekant känsla

SYMMETRIC SHAPE

- Unik platt form som passar perfekt i barnets mun



TEAT SIZE

- Mycket mjuk mot läpparna och liten sugdel – idealisk för nyfödda

AIR VALVE

- Luftventil förhindrar att nappen sugs ihop
- Ger ett lugnt drickande och jämnt flöde

MAM:s dinapp i storlek 0 är speciellt utvecklad för nyfödda.

Det mycket mjuka läppstödet av ytmaterialet SkinSoft™ och den lilla sugdelen passar perfekt för nyfödda. Dinappen är extra liten, symmetrisk och platt och har en öppning som noga utformats för att tunn bröstmjölk ska kunna rinna igenom.

MAM teat finns i fem olika storlekar:

0 Months	0+ Months	2+ Months	4+ Months	6+ Months
För bröstmjölk, extra långsamt flöde	För bröstmjölk	För bröstmjölk, vatten och modersmjölk ersättning	För modersmjölksersättning och välling	För välling och fullkornsvälling

Ovan är en rekommendation. Kan variera beroende på individuella drickmönster.

7. Felsökning av bröstpump

Om displayen inte fungerar

- Kontrollera att strömkabeln är korrekt ansluten om pumpen går på batteri.
- Kontrollera att strömbrytaren är i läge ON om adaptorn inte är ansluten.
- Se till att batteriström finns utan adaptorn. Om inte ska kabeln anslutas för laddning eller pumpning.

Om det är svagt eller inget sug

- Kontrollera att alla delar är ordentligt hopsatta.
- Kontrollera att silikonkudden sitter fast i trattadaptorn.
- Kontrollera att ventilen är ordentligt fastsatt på trattadaptorn.
- Kontrollera att ventilmembranet sitter fast ordentligt och ligger slätt på ventilen.
- Kontrollera att membranlocket/handtagshållaren sitter fast.
- Kontrollera att slangen inte är vikt och att det inte finns någon vätska i den.
- Se till att tratten ligger helt tätt mot bröstet.

Bakåttflöde

- Om det finns mjölk eller vatten i membranet ska det sköljas i rent, varmt vatten.
- Häng upp och lufttorka det innan det används.
- Kontrollera att membranet inte är skadat.
- Om det står E1 eller E2 på LED-displayen innebär det att det är kretsbrott eller kortslutning i det

interna batteriet. Kontakta MAM:s konsumentkontakt.

- Om E3 visas på LED-displayen betyder det att pumpens interna temperatur är över eller under optimal driftstemperatur (från 5 °C till 60 °C). Visas E3 på displayen ska du stänga av enheten. Du kan börja använda bröstpumpen igen efter 15 minuter.

8. Miljö/Kassering

Denna produkt innehåller uppladdningsbara batterier. Av miljöskäl får produkten inte slängas i hushållssoporna när den är uttjänt. Kassering ska ske vid godkänd återvinningsstation. Ett litiumjonbatteri finns inbyggt: Avlägsna INTE batteriet själv. Batteriet ska samlas in. Fråga därför om hjälp att ta ur batteriet vid återvinningsstationen.

9. Garanti

Denna produkt har en två års garanti som gäller från inköpsdatum vid uppvisande av kvitto. Garantin täcker inte skador som orsakats av normalt slitage, felaktig användning eller otillräckligt underhåll. Om produkten hanteras varsamt och enligt instruktionerna ger tillverkaren en två års garanti från inköpsdatum. Strömkabeln och adaptern omfattas inte av garantin om felet eller skadan beror på normalt slitage. När produkten returneras under garantiperioden ska alltid kvitto eller inköpsbevis bifogas.

10. Information om reparationer

Om produkten behöver repareras får du under inga omständigheter försöka öppna den. Produkten kan inte öppnas. Om det uppstår ett fel eller om strömkabeln eller adaptern skadas ska produkten genast skickas till MAM:s konsumentkontakt. **Viktigt:** Felaktig användning kan leda till att produkten blir mycket farlig att använda.

11. Teknisk data

Power adapter:

Power input: 100-240, 50-60Hz

Power output: 10V/1,5A

Total effekt: 15W

Batteri: 7,4V 1750 mAh

Stimuleringshastighet: 100T/min

Stimuleringsvakuüm: $\leq -0,018$ Mpa

Pumphastighet: 26 – 60T/min

Pumpvakuüm: $\leq -0,036$ Mpa

Timer: 30 minuter

Driftsförhållanden: +5°C to 40°C, relativ fuktighet $\leq 90\%$

