

MAM Hygiene Range - FAQs

MAM Hygienetücher: Häufig gestellte Fragen

MAM Babyartikel GmbH

Industriegebiet I
Rudolf-Diesel-Straße 6-8
D-27383 Scheeßel

Telefon +49 4263 9317 0
info@mam-babyartikel.de

1. Wie wendet man die MAM Hygienetücher an?
2. Sind die MAM Hygienetücher auch gegen Coronaviren wirksam?
3. Wie kann ich die MAM Hygienetücher zur Flächendesinfektion einsetzen?
4. Sind die MAM Hygienetücher auch für Gegenstände mit Mundkontakt geeignet?
5. Muss man die Gegenstände nach der Verwendung von MAM Hygienetüchern abspülen?
6. Sind die MAM Hygienetücher dermatologisch getestet?
7. Kann man die MAM Hygienetücher auch für die persönliche Hygiene verwenden?
8. Kann man die MAM Hygienetücher auch für die Reinigung von Menstruationstassen verwenden?
9. Wie lange sind die MAM Hygienetücher haltbar?
10. Dürfen benutzte, oder abgelaufene MAM Hygienetücher im Hausmüll entsorgt werden?
11. Kann man die MAM Hygienetücher in der Toilette herunterspülen?
12. Wie oft sollte ich Spielzeug reinigen?
13. Wie sollte ich Spielzeug reinigen?
14. Enthalten die MAM Hygienetücher Farb- oder Duftstoffe?
15. Enthalten die MAM Hygienetücher Alkohol?
16. Kann ich die MAM Hygienetücher auch auf Oberflächen aus Kunststoff oder Acrylglas verwenden?
17. Kann ich eine Veilchenwurzel mit dem MAM Hygienetücher desinfizieren?
18. Ich habe mehrere Packungen MAM Hygienetücher gekauft. Eine Packung ist wir aufgepumpt. Kann ich sie verwenden?

1. **Wie wendet man die MAM Hygienetücher an?**

Oberfläche mit dem MAM Hygienetuch gründlich abwischen. Es bildet sich ein leichter Schaum auf der Oberfläche. Dieser hilft zu erkennen, welche Bereiche bereits benetzt sind. Restflüssigkeit des Schaums mindestens 60 Sekunden einwirken lassen. Informationen zu den Bedingungen und Einwirkzeiten bei der Anwendung als Flächendesinfektion auf mambaby.com/hygiene. Packung nach Gebrauch gut verschließen. Nach Austrocknung ist eine Desinfektionswirkung nicht sichergestellt. Gegenstände, die in den Mund genommen werden, nach Reinigung trocken nachwischen. Verbleibende Restrückstände der Flüssigkeit sind gesundheitlich unbedenklich. Hygienetücher für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hygienetücher sind nicht für die persönliche Hygiene (Körperhygiene, z.B. Windelbereich) geeignet.

2. **Sind die MAM Hygienetücher auch gegen Coronaviren wirksam?**

Ja, unsere MAM Hygienetücher sind gegen behüllten Viren, wie Grippe- und Coronaviren wirksam.

3. Wie kann ich die MAM Hygienetücher zur Flächendesinfektion einsetzen?

Für die Anwendung zur Flächendesinfektion gelten folgende Dosierangaben und Einwirkzeiten:

Anwendungskonzentrationen:
Dosierangabe: Einwirkzeit 60 Sekunden Dosierangabe: unverdünnt Bemerkung: bakterizid/levurizid EN 1276, EN 13727, EN 13624, EN 16615, EN 1650
Dosierangabe: Einwirkzeit 5 Minuten Dosierangabe: unverdünnt Bemerkung: bakterizid/levurizid (nach DGHM) niedrige Belastung/ Mechanik EN 13697
Dosierangabe: Einwirkzeit 60 Sekunden Dosierangabe: unverdünnt Bemerkung: begrenzt viruzid (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Influenza, Corona (SARS-CoV-2)) EN 14476
Dosierangabe: Einwirkzeit 30 Minuten Dosierangabe: unverdünnt Bemerkung: Norovirus (MNV) EN 14476
Dosierangabe: Einwirkzeit 60 Sekunden Dosierangabe: unverdünnt Bemerkung: Rotavirus
Dosierangabe: Einwirkzeit 5 Minuten Dosierangabe: unverdünnt Bemerkung: Polyomavirus SV40

MAM Babyartikel GmbH

Industriegebiet I
Rudolf-Diesel-Straße 6-8
D-27383 Scheeßel

Telefon +49 4263 9317 0
info@mam-babyartikel.de

4. Sind die MAM Hygienetücher auch für Gegenstände mit Mundkontakt geeignet?

Ja, sie können die MAM Hygienetücher auch für die sichere Hygiene von Gegenständen mit Mundkontakt (z.B. Fieberthermometer oder Schnuller) verwenden. Gegenstände, die in den Mund genommen werden sollten Sie zusätzlich nach der Einwirkzeit mit einem sauberen, trockenen Tuch nachwischen.

5. Muss man die Gegenstände nach der Verwendung von MAM Hygienetüchern abspülen?

Es reicht, wenn Sie die Gegenstände nach dem Abwischen trocknen lassen. Gegenstände, die in den Mund genommen werden sollten Sie zusätzlich nach Reinigung mit einem sauberen, trockenen Tuch trocken nachwischen.

6. Sind die MAM Hygienetücher dermatologisch getestet?

Ja, die MAM Hygienetücher wurden dermatologisch mit „Sehr gut“ getestet. Sie sollen jedoch nicht zur persönlichen Hygiene angewendet werden.

7. Kann man die MAM Hygienetücher auch für die persönliche Hygiene verwenden?

Nein, die Hygienetücher von MAM wurden für die sichere Hygiene von Medizinprodukten im Haushalt (z. B. Fieberthermometer), Gegenständen (z. B. Babyzubehör) und Oberflächen entwickelt. Sie sind nicht für die persönliche Hygiene (Körperhygiene, z.B. Windelbereich) geeignet.



mambaby.com

MAM Babyartikel GmbH

Industriegebiet I
Rudolf-Diesel-Straße 6-8
D-27383 Scheeßel

Telefon +49 4263 9317 0
info@mam-babyartikel.de

8. Kann man die MAM Hygienetücher auch für die Reinigung von Menstruationstassen verwenden?

Grundsätzlich sind die MAM Hygienetücher für diese Art der Anwendung sehr gut geeignet, sofern nach erfolgter Anwendung die Menstruationstasse mit klarem Wasser nachgespült wird.

9. Wie lange sind die MAM Hygienetücher haltbar?

Nach Erstöffnung können Sie die MAM Hygienetücher für einen Monat verwenden.

10. Dürfen benutzte, oder abgelaufene MAM Hygienetücher im Hausmüll entsorgt werden?

Ja, Sie können die MAM Hygienetücher im Hausmüll entsorgen. Die Verpackung bitte über den gelben Sack.

11. Kann man die MAM Hygienetücher in der Toilette herunterspülen?

Nein, bitte spülen Sie die MAM Hygienetücher nicht in der Toilette herunter. Sie können den Abfluss verstopfen, da sich die Tücher in der Toilette nicht auflösen. Bitte entsorgen Sie sie im normalen Hausmüll.

12. Wie oft sollte ich Spielzeug reinigen?

Bakterien können bis zu einem Monat auf Oberflächen überleben. Wenn also das Spielzeug Ihres Babys in Berührung mit Oberflächen gekommen ist, auf denen Sie Essen zubereiten, oder wenn viele andere Kinder damit gespielt haben, sollten Sie darüber nachdenken das Spielzeug sofort zu reinigen, um Keime zu zerstören.

Badespielzeug sollte nach dem Baden gereinigt werden, da Feuchtigkeit zu Schimmel und Bakterienansammlungen führen kann.

Allgemein betrachtet reicht es, wenn Sie Spielzeug alle paar Wochen reinigen, vorausgesetzt niemand in Ihrem Haushalt ist oder war kürzlich krank.

13. Wie sollte ich Spielzeug reinigen?

Kleines Spielzeug:

Der Geschirrspüler: Kleines Spielzeug aus Plastik ohne Batteriebetrieb kann in der Regel im Geschirrspüler gereinigt werden. Bitte vorab die Herstellerangaben des Spielzeugs beachten.

Mit der Hand: Kleine, elektrische Spielzeuge müssen äußerlich mit von Hand gereinigt und desinfiziert werden. Waschen Sie den Gegenstand vorsichtig von außen mit heißem Wasser und einem sauberen Spültuch ab. Entfernen Sie alle Verschmutzungen. Benutzen Sie dafür ein mildes Spülmittel. Trocknen Sie die Oberflächen. Danach können Sie ihn von außen mit einem MAM Hygienetuch (60 Sek Einwirkzeit) abwischen. Lassen Sie den Gegenstand trocknen. Wenn es sich um einen Gegenstand handelt, den Ihr Kind in den Mund nimmt, wischen Sie ihn nach der Einwirkzeit mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, bevor Sie ihn Ihrem Kind geben.

Größeres Spielzeug:

Säubern Sie zuerst die Oberfläche mit einem sanften Spülmittel und Wasser. Trocknen Sie die Oberflächen. Anschließend sollte das Spielzeug mit den MAM Hygienetüchern abgewischt werden. Wenn es sich um einen Gegenstand handelt, den Ihr Kind in den Mund nimmt, wischen Sie ihn nach der Einwirkzeit mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, bevor

Sie ihn Ihrem Kind geben. Bitte vorab die Herstellerangaben des Spielzeugs beachten.

Stoffspielzeug:

Waschen Sie es zusammen mit der Wäsche, Waschmittel und heißem Wasser. Abhängig von der Art des Spielzeugs können Sie es an der Luft trocknen lassen oder den Wäschetrockner benutzen. Wenn Sie sich sorgen, dass das Innenfutter verklumpen könnte, legen Sie es zusammen mit ein paar neuen Tennisbällen in den Trockner. Bitte vorab die Hersteller- und Waschangaben des Spielzeugs beachten.

MAM Babyartikel GmbH

Industriegebiet I
Rudolf-Diesel-Straße 6-8
D-27383 Scheeßel

Telefon +49 4263 9317 0
info@mam-babyartikel.de

14. Enthalten die MAM Hygienetücher Farb- oder Duftstoffe?

Nein, die MAM Hygienetücher sind frei von Farb- und Duftstoffen.

15. Enthalten die MAM Hygienetücher Alkohol* (*Ethanol)?

Nein, die Hygienetücher von MAM enthalten keinen Alkohol* (*Ethanol).

16. Kann ich die MAM Hygienetücher auch auf Oberflächen aus Kunststoff oder Plexiglas verwenden?

Ja, denn die MAM Hygienetücher sind besonders materialschonend und auch für Kunststoff und Acrylglas geeignet.

17. Kann ich eine Veilchenwurzel mit dem MAM Hygienetücher desinfizieren?

Grundsätzlich sollten hier die Angaben für die Reinigung und Pflege der Veilchenwurzel, der jeweiligen Hersteller beachtet werden. Bei der Wurzel handelt es sich um ein Naturprodukt, das durch seine Beschaffenheit Flüssigkeit aufnehmen kann. Das wäre auch bei der Flüssigkeit aus unseren MAM Hygienetüchern der Fall. Daher raten wir von der Verwendung eines MAM Hygienetuchs auf einer Veilchenwurzel ab. Zur hygienischen Reinigung der Veilchenwurzel bitte den Hersteller konsultieren.

18. Ich habe mehrere Packungen MAM Hygienetücher gekauft. Eine Packung ist wie aufgepumpt. Kann ich sie verwenden?

Ja, auf jeden Fall. Dass mal mehr und mal weniger Luft in der Verpackung ist, hat keine mikrobiologischen Auswirkungen auf die MAM Hygienetücher. Sobald man das Wiederverschlussetikett für die erste Anwendung öffnet, entweicht die Luft.

Bei weiteren Fragen zu den MAM Hygienetüchern können Sie uns auch gerne kontaktieren:

MAM Babyartikel GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 6-8 • D-27383 Scheeßel

Kostenfreie Eltern-Hotline: 0800-2229626 • info@mam-babyartikel.de