



Teat

Online Shop

DE

DE: Reinigen und Sterilisieren: Vor dem ersten Gebrauch Sauger reinigen und 5 Min. in kochendes Wasser legen. Dies dient zum Sicherstellen der Hygiene. Vor jedem weiteren Gebrauch in warmem Seifenwasser reinigen. Aus Hygienegründen vor dem Sterilisieren gut mit sauberem Wasser abspülen. Keine Reinigungsprodukte mit schädlichen Inhaltsstoffen wie Alkohol, Chlor und/oder Mikroplastik verwenden. Geschirrspüler geeignet (oberes Fach, max. 65 °C). Kann durch Lebensmittel verfärben. Keine scheuernden Reinigungsmittel und NUR weiche Bürsten oder Schwämme verwenden. Nach der Reinigung wie folgt sterilisieren: Dampfsterilisation (elektrisch oder in der Mikrowelle, je nach Anweisungen des Herstellers), in kochendem Wasser (mind. 5 Min.) oder in einer Sterilisationslösung. Danach abkühlen lassen. Nicht länger als empfohlen in der Sterilisationslösung liegen lassen oder direkter Sonne/Hitze aussetzen – dadurch könnte die Funktion des Produkts beeinträchtigt oder der Sauger beschädigt werden. Sicherstellen, dass sich nach dem Reinigen/vor dem Sterilisieren keine Nahrungsreste mehr im Sauger befinden.

Weitere wichtige Informationen: Vor jedem Gebrauch alle Einzelteile der Flasche prüfen und den Sauger in alle Richtungen ziehen. Produkt beim ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung austauschen. Versuchen Sie nicht, mit einer Nadel oder scharfen Gegenständen die Öffnung des Saugers zu vergrößern. Sauger in einem trockenen, verschlossenen Behälter aufbewahren. Der Sauger ist mit allen MAM Flaschen und dem Trainer+ kompatibel. Sauger in den Schraubring der Flasche einsetzen, bis es „klickt“.

Zur Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes

ACHTUNG!

- Andauerndes und längeres Saugen von Flüssigkeiten verursacht Karies.
- Immer die Temperatur des Nahrungsmittels vor dem Füttern überprüfen.
- Werfen Sie das Produkt bei ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln sofort weg.
- Alle nicht verwendeten Einzelteile müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Bringen Sie niemals Schnüre, Bänder, Schnürsenkel oder Teile von Kleidungsstücken an das Produkt an. Strangulationsgefahr!
- Ernährungssauger dürfen niemals als Schnuller verwendet werden.
- Dieses Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.