



Storage Solution

Online Shop

IT

Contenitore per latte e alimenti

Istruzioni per l'uso

- Controllare tutte le parti prima di ogni utilizzo e sostituirle al primo segno di usura o danneggiamento.
- Il prodotto è adatto al contatto con gli alimenti.
- Utilizzare matite per le etichette lavabili. Non usare pennarelli indelebili.

Pulizia e sterilizzazione:

- Al primo utilizzo separare e immergere tutte le parti per 5 minuti in acqua bollente per assicurarne l'igienizzazione.
- Lavabile nel cestello superiore della lavastoviglie (max. 65° C). I coloranti alimentari potrebbero intaccare i colori originali.
- Non usare detersivi chimici abrasivi. Utilizzare solo spazzole con setole morbide o spugne delicate, perché se riuscite potrebbero graffiare la plastica.
- Sterilizzare ricorrendo a uno dei seguenti metodi: a vapore (con sterilizzatore elettrico o per microonde, attenendosi alle istruzioni del produttore), bollendo in acqua per almeno 5 minuti o in una soluzione sterilizzante a freddo.
- Quando si utilizza lo Sterilizzatore Elettrico e Scaldabiberon MAM o lo Sterilizzatore per Microonde MAM per la sterilizzazione del contenitore per Latte e Alimenti, usare un solo cestello.
- È possibile impilare i singoli contenitori asciutti dopo la pulizia/ sterilizzazione.




Utilizzo con il latte materno:

- Non scongelare il latte materno nel microonde poiché questa operazione ne riduce i valori nutrizionali.
- Si raccomanda di congelare il latte materno in piccole porzioni da 40-120 ml.
- Scongelare il latte durante la notte in frigorifero o a temperatura ambiente.
- Per scaldare il latte mettere il contenitore nello scaldabiberon oppure in un recipiente con acqua calda. Per scaldare a temperatura adeguata può essere utilizzata anche acqua corrente. Iniziare con acqua corrente fredda e gradualmente aumentare la temperatura fino a quando il latte sarà caldo.
- Non ricongelare il latte una volta scongelato. Gettare il latte riscaldato non utilizzato.
- Non mescolare mai il latte appena estratto dal seno con il latte congelato.
- Durante il trasporto fare attenzione a non interrompere la catena del freddo.




Istruzioni per riscaldare gli alimenti dei bambini (non surriscaldare):

- Per scaldare gli alimenti dei bambini raccomandiamo di mettere il contenitore a bagnomaria o in uno scaldabiberon.
- Rimuovere il coperchio del contenitore prima di metterlo a bagnomaria o nello scaldabiberon.
- Per distribuire omogeneamente il calore mescolare accuratamente il cibo dopo averlo riscaldato e lasciarlo intiepidire.



Utilizzo del contenitore in combinazione con il tiralatte manuale MAM:

- 1) Rimuovere la base ventilata del biberon MAM Easy Start Anti-Colic e avvitare al suo posto il contenitore per latte e alimenti. L'unità (biberon + contenitore) può essere ora avvitata al Tiralatte Manuale MAM. Tutti i formati del biberon MAM Easy Start possono essere utilizzati in questa modalità (Figura 1).
- 2) Portare il tiralatte al seno ed estrarre il latte. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso del Tiralatte Manuale MAM (Figura 2).
- 3) Svitare il contenitore per latte e alimenti e assicurarsi la chiusura con il coperchio (Figura 3). Per risparmiare spazio, è possibile impilarli (Figura 4).
- 4) Scrivere la data e l'ora dell'estrazione del latte sul contenitore nell'apposito spazio. Si consiglia di utilizzare una matita.
- 5) Conservare solo per il periodo raccomandato.



Temperatura ambiente: 4 ore
Frigorifero (4°C): 3 giorni / 72 ore
Freezer (-20°C): 3 mesi

- 6) Usare prima il latte conservato da più tempo.

Per la sicurezza e la salute del tuo bambino AVVERTENZA!

- Usare questo prodotto sempre sotto la supervisione di un adulto.
- Conservare tutte le parti non in uso fuori dalla portata dei bambini.